

# Order Information

订购信息



OEM REF# 原产型号	Unimed REF# Textile Adhesive 无纺布粘性	Unimed REF# Foam Adhesive 泡棉粘性	Unimed REF# Non-Adhesive 泡棉非粘性	Patient Sizes 病人适用范围	Sensor Connector 探头接头端	Price Code (Per pcs) 价格代码(个)	Adapter Cable Required 连接电缆要求	
<b>Digital</b>								
Digital Tech	U503-42D	F503-42D	N543-42D	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	U708-03 cables required 需配转接线U708-03	
	U523-42D	F523-42D	N533-42D	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1		
	U533-42D	F533-42D	N533-42D	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1		See Spo2 cable section 参照重复性探头部分
	U543-42D	F543-42D	N543-42D	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1		
<b>Biolight</b>								
Digital Tech	U503-62D	F503-62D	N543-62D	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线	
	U523-62D	F523-62D	N533-62D	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1		
	U533-62D	F533-62D	N533-62D	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1		See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
	U543-62D	F543-62D	N543-62D	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1		
<b>Dixtal</b>								
	U503-113	F503-113	N543-113	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线	
	U523-113	F523-113	N533-113	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1		
	U533-113	F533-113	N533-113	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1		See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
	U543-113	F543-113	N543-113	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1		
<b>GE Ohmeda</b>								
SAS-AF	U503-02	F503-02	N543-02	Adult(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线	
SAS-AP	U523-02	F523-02	N533-02	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1		
SAS-AP	U533-02	F533-02	N533-02	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1		See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
SAS-AF	U543-02	F543-02	N543-02	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1		



## Disposable SpO2 Sensor 一次性血氧探头

High accuracy, high performance.  
高精度, 高性能。



Unimed Medical Supplies Inc.  
Floor 5&6, Bld#8, Nangang 3rd Industrial Park,  
Tangtou, Shiyan, Shenzhen 518108, China  
T 86 0755 2669 5165 info@unimed.com  
F 86 0755 2669 7984 www.unimed.cn

深圳市尤迈医疗用品有限公司  
广东省深圳市宝安区石岩街道南岗  
第三工业园8栋5-6楼 邮编:518108  
T 0755 2669 5165 info@unimed.com  
F 0755 2669 7984 www.unimed.cn



## Specification

Cable material	PVC Jacket, white, 3.2mm diameter
LED wave length	660nm/905nm/940nm
Cable length	0.9m
Package	24 pcs per box
Connector	PVC plug & Golden plated pins
Photo Detector	4mm/8mm(size)
Sensor tape	Blue non-adhesive foam (N500 series) 3M textile adhesive (U500 series) 3M white adhesive foam (F500 series)

## 产品规格

线材	PVC 外皮, 白色, 3.2毫米 直径
LED 波长	660纳米/905纳米/940纳米
线长	0.9米
包装	24个/盒
接头	PVC 插头 & 镀金插针
接收管	4毫米/8毫米(面积)
探头绑带	蓝色泡棉 (N500 系列) 3M 无纺布 (U500 系列) 3M 白色泡棉 (F500 系列)


## Compatible major brands 兼容主要品牌

- Nellcor
- Ohmeda
- Novametric
- Criticare
- BCI
- Datascope
- Datex
- Nihon Kohden
- ...

- 耐普特
- 欧美达
- 诺医
- Criticare
- BCI
- Datascope
- 德恩
- 光电
- ...

## Certificates 注册及证书

- FDA
- CE
- JGMP...
- CFDA(China)
- ISO 13485



## Order Information 订购信息



OEM REF# 原产型号	Unimed REF# Textile Adhesive 无纺布粘性	Unimed REF# Foam Adhesive 泡棉粘性	Unimed REF# Non-Adhesive 泡棉非粘性	Patient Sizes 病人适用范围	Sensor Connector 探头接头端	Price Code (Per pcs) 价格代码(个)	Adapter Cable required 连接电缆要求
<b>Ohmeda* 欧美达</b>							
SAS-AF	U503-02	F503-02	N543-02	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B2	U708-72 cable is required 需配转接线U708-72
SAS-AP	U523-02	F523-02	N533-02	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B2	
SAS-AP	U533-02	F533-02	N533-02	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B2	
SAS-AF	U543-02	F543-02	N543-02	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B2	
<b>Nonin 燕牌</b>							
6000CA/7000A	U503-08	F503-08	N543-08	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线
6000CP/7000P	U523-08	F523-08	N533-08	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1	
6000CI/7000I	U533-08	F533-08	N533-08	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1	
6000CN/7000N	U543-08	F543-08	N543-08	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1	
<b>Criticare</b>							
570SD	U503-05	F503-05	N543-05	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B2	Standard cables 标准转接线
571SD	U523-05	F523-05	N533-05	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B2	
572SD	U533-05	F533-05	N533-05	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B2	
573SD	U543-05	F543-05	N543-05	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B2	
<b>Nihon Kohden 光电</b>							
TL-251T	U503-16	F503-16	N543-16	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B2	Standard cables 标准转接线
TL-252T	U523-16	F523-16	N533-16	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B2	
TL-252T	U533-16	F533-16	N533-16	Infant(1-15kg) 婴儿(1-15kg)		B2	
TL-253T	U543-16	F543-16	N543-16	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B2	
<b>BCI</b>							
1300	U503-06	F503-06	N543-06	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线
1301	U523-06	F523-06	N533-06	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1	
1303	U533-06	F533-06	N533-06	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1	
1302	U543-06	F543-06	N543-06	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1	
<b>Datex 德恩</b>							
SAS-AF	U503-09	F503-09	N543-09	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线
SAS-AP	U523-09	F523-09	N533-09	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1	
SAS-AP	U533-09	F533-09	N533-09	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1	
SAS-AF	U543-09	F543-09	N543-09	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1	

# Order Information

订购信息



OEM REF# 原产型号	Unimed REF# Textile Adhesive 无纺布粘性	Unimed REF# Foam Adhesive 泡棉粘性	Unimed REF# Non-Adhesive 泡棉非粘性	Patient Sizes 病人适用范围	Sensor Connector 探头接头端	Price Code (Per pcs) 价格代码(个)	Adapter Cable required 连接电缆要求
<b>Datascope</b>							
0998-00-0076-05	U503-07	F503-07	N543-07	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B2	Standard cables 标准转接线  See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
0998-00-0076-04	U523-07	F523-07	N533-07	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B2	
0998-00-0074-03	U533-07	F533-07	N533-07	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B2	
0998-00-0074-04	U543-07	F543-07	N543-07	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B2	
<b>Novamatrix* 诺医</b>							
AS110	U503-03	F503-03	N543-03	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B2	U708-03 cable is required 需配转接线U708-03  See Spo2 cable section 参照重复性探头部分
AS120	U523-03	F523-03	N533-03	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B2	
AS120	U533-03	F533-03	N533-03	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B2	
AS140	U543-03	F543-03	N543-03	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B2	
<b>MEK</b>							
	U503-26	F503-26	N543-26	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B2	Standard cables 标准转接线  See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
	U523-26	F523-26	N533-26	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B2	
	U533-26	F533-26	N533-26	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B2	
	U543-26	F543-26	N543-26	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B2	
<b>GE OxyTip+</b>							
OXY-AP-10	U503-127	F503-127	N543-127	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B4	Standard cables 标准转接线  See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
OXY-AP-10	U523-127	F523-127	N533-127	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B4	
OXY-AP-10	U533-127	F533-127	N533-127	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B4	
OXY-AP-10	U543-127	F543-127	N543-127	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B4	
<b>GE TruSignal+</b>							
TS-AF-10	U503-117	F503-117	N543-117	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B4	Standard cables 标准转接线  See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
TS-AF-10	U523-117	F523-117	N533-117	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B4	
TS-AF-10	U533-117	F533-117	N533-117	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B4	
TS-AF-10	U543-117	F543-117	N543-117	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B4	
<b>Covidien-Nellcor OxiMax</b>							
MAX-A	U503-01P	F503-01P	N543-01P	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B4	U708-72 cable is required See Spo2 reusable section 需配转接线U708-72 参照重复性探头部分
MAX-P	U523-01P	F523-01P	N533-01P	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B4	
MAX-I	U533-01P	F533-01P	N533-01P	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B4	
MAX-P	U543-01P	F543-01P	N543-01P	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B4	

# Order Information

订购信息



OEM REF# 原产型号	Unimed REF# Textile Adhesive 无纺布粘性	Unimed REF# Foam Adhesive 泡棉粘性	Unimed REF# Non-Adhesive 泡棉非粘性	Patient Sizes 病人适用范围	Sensor Connector 探头接头端	Price Code (Per pcs) 价格代码(个)	Adapter Cable required 连接电缆要求
<b>GE Masimo RainBow</b>							
LNCS Amtx	U503-49R	F503-49R	N543-49R	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线  See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
LNCS Pmtx	U523-49R	F523-49R	N533-49R	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1	
LNCS Inf	U533-49R	F533-49R	N533-49R	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1	
LNCS Neo	U543-49R	F543-49R	N543-49R	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1	
<b>GE Masimo RainBow</b>							
M-LNCS Amtx	U503-203	F503-203	N543-203	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线  See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
M-LNCS Pmtx	U523-203	F523-203	N533-203	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1	
M-LNCS Inf	U533-203	F533-203	N533-203	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1	
M-LNCS Neo	U543-203	F543-203	N543-203	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1	
<b>GE Masimo RainBow</b>							
LNOP Amtx	U503-125R	F503-125R	N543-125R	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线  See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
LNOP Pmtx	U523-125R	F523-125R	N533-125R	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1	
LNOP Inf	U533-125R	F533-125R	N533-125R	Infant(1-15kg) 婴儿(1-15kg)		B1	
LNOP Neo	U543-125R	F543-125R	N543-125R	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1	
<b>GE Masimo</b>							
LNOP Amtx	U503-49	F503-49	N543-49	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线  See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
LNOP Pmtx	U523-49	F523-49	N533-49	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1	
LNOP Inf	U533-49	F533-49	N533-49	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1	
LNOP Neo	U543-49	F543-49	N543-49	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1	
<b>GE Masimo</b>							
LNOP Amtx	U503-125	F503-125	N543-125	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	Standard cables 标准转接线  See Spo2 reusable section 参照重复性探头部分
LNOP Pmtx	U523-125	F523-125	N533-125	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1	
LNOP Inf	U533-125	F533-125	N533-125	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1	
LNOP Neo	U543-125	F543-125	N543-125	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1	
<b>Nellcor Non oximax</b>							
D25	U503-01	F503-01	N543-01	Adult(>40kg) 成人(>40kg)		B1	1. Standard cables 2. U701-01X or U701-01P is required used with Oximax See Spo2 reusable section
D20	U523-01	F523-01	N533-01	Pediatric(15-40kg) 儿童(15-40kg)		B1	
I20	U533-01	F533-01	N533-01	Infant(3-15kg) 婴儿(3-15kg)		B1	
N25	U543-01	F543-01	N543-01	Neonate(<3kg) 新生儿(<3kg)		B1	